

Leuco Lumigel se usa en cualquier entorno donde se precise determinar la presencia o el acceso de los roedores. Edificios, industria alimentaria, colegios, centros comerciales, poblaciones urbanas, complejos residenciales o entornos rurales son lugares donde determinar la vía de acceso o la presencia son determinantes para la actuación con roenticidas.

LEUCO Lumigel

Gel
luminiscente
para el
rastreo de
roedores

300g

LEUCO Lumigel

MODO DE EMPLEO: Leuco Lumigel se utiliza en portacebos debidamente etiquetados, así como en rendijas y lugares de escondite de los roedores y en lugares asociados al paso de los roedores. Asegurarse de reponer el gel consumido • **DOSIFICACION:** En caso de RATONES colocar 5-10 gr de gel en los portacebos separados 2-4 m • En caso de RATA colocar 15-20 gr de gel separados 8-10 m • Para poder conseguir un buen rastreo es conveniente inspeccionar con frecuencia y regularidad los portacebos o zonas de aplicación, sobre todo en primavera y otoño • Si se observan marcas luminiscen-

tes (visibles con una linterna UV), se debe proceder a una intevección de control de roedores sustituyendo el Leuco Lumigel por Leuco BM bloque o Leuco BF bloque • El protocolo de intervención deberá mantenerse mientras haya consumo e indicios de su presencia • Una vez que no se observe actividad volver a colocar Leuco Lumigel • Leuco Lumigel no genera residuos peligrosos y por tanto puede desecharse como RSU. Igualmente puede desecharse con el resto de los residuos que se gestionen con un sistema de gestión autorizado.